

Troubleshooting in capillaire gaschromatografie

- Structuur en aanpak van probleemherkenning en probleemoplossing
- Herkenning van o.a. overbelading, adsorptie, piekvervormingen, ruis, drift en spikes
- Oorzaken en oplossingen van achtergrondsignaal, 'bleeding' en 'ghost peaks'
- Problemen en probleemoplossing bij injectoren waaronder split- en splitless injectie
- Problemen en probleemoplossing bij diverse detectoren
- Overzicht van mogelijke problemen en meest waarschijnlijke oplossingen
- Case study
- 2 middagen practicum

Aantal dagen: 2

Doelgroep: U heeft ervaring met gaschromatografie en u wilt zich verder ontwikkelen

Type cursus: Merkonafhankelijk