

## product van de maand

### Automatische crimper en decapper



met één druk op de knop een perfect gesloten of geopende vial

#### Veilig

Deze volautomatische en handzame crimper voorkomt een pijnlijke hand en pols indien grote aantallen vials moeten worden gesloten. Het voorkomt RSI klachten als gevolg van het veelvuldig gebruiken van een handmatige krimp tang.

#### Betrouwbaar

Of het nu om enkele of om grote series gaat: keer op keer verzorgt deze crimper een perfecte afdichting van de monsterflesjes. Onbetrouwbare analyseresultaten als gevolg van niet goed afgedichte monsterflesjes behoren tot het verleden.



#### Trefzeker

Deze uitermate handige crimper werkt op een oplaadbare accu en is zo ontworpen dat hij om de vials past terwijl deze al in een vial houder of een autosampler tray zijn geplaatst.

#### Voordelig

Voor het verwijderen van caps bestaat de automatische decapper. Voor hergebruik van de monsterflesjes het ideale systeem om veilig en gemakkelijk grote aantallen crimp caps van de flesjes te verwijderen.



## Fax-bestelformulier Automatische crimpers en decappers

t.a.v. afdeling accessoires  
faxnr. 0842-206757  
e-mail [accessoires@interscience.nl](mailto:accessoires@interscience.nl)

Naam en voorletter(s): dhr./mevr. \_\_\_\_\_

Bedrijf/instituut: \_\_\_\_\_

Afdeling: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode/Plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnr./Faxnr.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Opdrachtnr.: \_\_\_\_\_

Deze opdracht wordt via een officiële inkooporder bevestigd: ja / nee

Aantal	Bestelcode	omschrijving	Prijs (excl. BTW)
__ x	89308900	Electronische crimper, 8 mm	€ 631,-
__ x	89311900	Electronische crimper, 11 mm	€ 631,-
__ x	89313900	Electronische crimper, 13 mm	€ 631,-
__ x	89320900	Electronische crimper, 20 mm*	€ 631,-
__ x	89311940	Electronische decapper, 11 mm	€ 631,-
__ x	89313940	Electronische decapper, 13 mm	€ 631,-
__ x	89320940	Electronische decapper, 20 mm*	€ 631,-

\* Niet geschikt voor volledig stalen of Nikkel magnetische crimpcaps. Bij toepassing van 20 mm magnetische crimpcaps worden de bi-metalen crimpcaps geadviseerd.